

**FR UN GESTE D'HYGIENE SIMPLE ET EFFICACE**

**AUDISPRAY ADULT - Produit 100% naturel**  
AUDISPRAY ADULT contient une solution de mer hypertonique et microbicide naturellement contrôlée. AUDISPRAY ADULT est une alternative aux cotons-tiges.

**A quel sert AUDISPRAY ADULT ?**  
AUDISPRAY ADULT ramolli et dissout le cérumen, facilite ainsi son évacuation naturelle à l'aide d'un Ullage régulierment contrôlé. AUDISPRAY ADULT permet l'accumulation de cérumen et d'empêche d'être conduit auditif. AUDISPRAY ADULT, sans gaz propulseur et muni d'un embout anti-suppresseur, permet une hygiène égale et efficace.

**À partir de 12 ans et 12 minutes par oeillette 2 fois par semaine. Les porteurs d'appareils auditifs, pour qui l'utilisation d'AUDISPRAY ADULT est recommandée tous les 30 jours avant les profites afin d'éviter que le cérumen ne provoque le dysfonctionnement des appareils auditifs.**

**Comment utiliser votre AUDISPRAY ADULT ?**  
1. Orienter l'embout vers l'oreille et procéder à la distribution par oeillette en maintenant le flacon en position verticale.  
2. Masser le bouchon de l'oreille pendant quelques secondes.  
3. Incliner la tête sur le côté pour évacuer le surplus et essuyer.  
4. Répéter l'opération à l'autre oreille après chaque utilisation.

**DE NUR EIN EINFACHER SPRÜHSTOß FÜR EINE WIRKSAME OHRENHYGIENE**

**AUDISPRAY ADULT - Ein 100% natürliches Produkt**  
AUDISPRAY ADULT enthält eine hypertone Meerwasserlösung und ein natürliches, kontrolliertes antimikrobielles Mittel. AUDISPRAY ADULT ist eine Alternative zu Wattestäbchen.

**Wozu ist AUDISPRAY ADULT geeignet?**  
AUDISPRAY ADULT weicht und löst das Ohrschmalz auf und fördert so die natürliche Ausreinigung durch das äußere Ohrschmalz. Es ermöglicht die Ansammlung von Ohrschmalz und verhindert die Bildung von Ohrschmalzpfropfen. Es ermöglicht eine regelmäßige und wirksame Reinigung des Ohrs.

**Wie kann AUDISPRAY ADULT angewendet werden?**  
Zweimal täglich 12 Jahre und Erwachsene: bis zu 2 Sprühschüsse pro Ohr zweimal wöchentlich bis 12 Jahren. Bei Hörgeschädigten: es sich AUDISPRAY ADULT jeden Abend nach dem Entfernen des Hörgeräts anzuwenden, damit das Ohrschmalz die Funktion der Hörgeräte nicht beeinträchtigt.

**Wie wird AUDISPRAY ADULT angewendet?**  
1. Setzen Sie den Sprühkopf am Eingang des Gehörgangs und richten Sie die Öffnung des Geräts auf den Gehörgang.  
2. Halten Sie die Sprühflasche dabei senkrecht.  
3. Massieren Sie den Ohrschmalz einige Sekunden lang.

**IT UN GESTO SEMPLICE ED EFFICACE**

**AUDISPRAY ADULT - Prodotto 100% naturale**  
AUDISPRAY ADULT contiene una soluzione di acqua di mare ipertonica e microbicamente controllata. AUDISPRAY ADULT rappresenta un'alternativa ai cotton-foam.

**A cosa serve AUDISPRAY ADULT ?**  
AUDISPRAY ADULT ammorbidisce e scioglie l'orecchio. Facilita così l'espulsione naturale dell'orecchio. Utilizzato regolarmente, AUDISPRAY ADULT previene l'accumulo di cerume e impedisce l'insorgenza di tappi di cerume. AUDISPRAY ADULT non contiene gas e, dotato di un condotto anti-supplesore, permette una igiene regolare ed efficace.

**Chi può utilizzare AUDISPRAY ADULT ?**  
A partire dai 12 anni: da 1 a 2 nebulizzazioni per orecchio, 2 o 3 volte a settimana. Per chi indossa apparecchi acustici, il raccomandato è utilizzare AUDISPRAY ADULT tutte le sere dopo aver tolto le protesi. Al fine di evitare che il cerume provochi il malfunzionamento degli apparecchi acustici.

**Come utilizzare AUDISPRAY ADULT ?**  
1. Orientare il beccuccio verso l'orecchio, quindi effettuare da 1 a 2 vaporizzazioni per orecchio, mantenendo il flacone in posizione verticale.  
2. Massaggiare la parte del condotto per qualche secondo.

**ES UN GESTO DE HIGIENE SENCILLO Y EFICAZ**

**AUDISPRAY ADULT - Producto 100% natural**  
AUDISPRAY ADULT contiene una solución de agua de mar hipertónica y microbiológicamente controlada. AUDISPRAY ADULT es la alternativa a los bastoncillos de algodón.

**Para qué sirve AUDISPRAY ADULT ?**  
AUDISPRAY ADULT ablanda y disuelve el cerumen, facilitando su evacuación natural. Usado regularmente, AUDISPRAY ADULT previene la acumulación de cerumen e impide la formación de tapones de cerumen. AUDISPRAY ADULT no contiene gases y, con una boquilla que evita el exceso de presión, permite una higiene regular y eficaz.

**A partir de 12 años: 1 a 2 pulverizaciones 2 veces a la semana. Para los portadores de prótesis auditivas, se recomienda utilizar AUDISPRAY ADULT todas las noches, tras retirar la prótesis, para evitar que el cerumen impida un buen funcionamiento de los aparatos auditivos.**

**Cómo utilizar AUDISPRAY ADULT ?**  
1. Orientar la boquilla hacia el oído y efectuar 1 a 2 vaporizaciones en cada oído, manteniendo el frasco en posición vertical.  
2. Masajear la base del oído durante unos segundos.  
3. Inclinar la cabeza hacia un lado para evitar el exceso de presión.  
4. Enjuagar la boquilla con agua caliente tras cada utilización.

**PT UN GESTO DE HIGIENE SIMPLES E EFICAZ**

**AUDISPRAY ADULT - Produto 100% natural**  
O AUDISPRAY ADULT contém uma solução de água do mar hipertônica e microbiologicamente controlada. O AUDISPRAY ADULT é uma alternativa aos cotonetes.

**Para que serve o AUDISPRAY ADULT ?**  
O AUDISPRAY ADULT amolece e dissolve a cera, facilitando assim a sua eliminação natural. Usado regularmente, o AUDISPRAY ADULT previne a acumulação de cera e impede a formação de tampões de cera. O AUDISPRAY ADULT não contém gases e, com uma ponta que evita o excesso de pressão, permite uma higiene regular e eficaz.

**A partir de 12 anos: 1 a 2 pulverizações 2 vezes por semana. Para portadores de aparelhos auditivos, recomenda-se a utilização de AUDISPRAY ADULT todas as noites após retirar os aparelhos.**

**Como utilizar o seu AUDISPRAY ADULT ?**  
1. Direcionar a ponta para o ouvido e efetuar 1 a 2 pulverizações em cada ouvido, mantendo o frasco na posição vertical.  
2. Massajar a base do ouvido durante alguns segundos.  
3. Inclinr a cabeça para o lado para diminuir o excesso e pressão.  
4. Enxaguar a ponta com água quente depois de cada utilização.

**RO UN GEST DE IGIENĂ SIMPLU ȘI EFICIENT**

**AUDISPRAY ADULT - Un produs 100% natural**  
AUDISPRAY ADULT conține o soluție de apă de mare hipertonică și antibacteriană controlată. AUDISPRAY ADULT este o alternativă la bastonul de bumbac.

**În ce scop este folosit AUDISPRAY ADULT ?**  
AUDISPRAY ADULT înmoaie și dizolvă cerumenul, facilitând astfel evacuarea naturală a acestuia în exterior. Utilizat în mod regulat, AUDISPRAY ADULT previne acumularea de cerumen și împiedică în canalul auditiv. AUDISPRAY ADULT nu conține gaze și, cu protecție la suprapresiune, permite menținerea unui nivel regulat de presiune.

**Cine poate utiliza AUDISPRAY ADULT ?**  
Copii începând de la vârsta de 12 ani: 1 sau 2 pulverizări în fiecare ureche, 2 ori pe săptămână. În fiecare ureche, pentru cei care folosesc aparate auditive, se recomandă utilizarea produsului AUDISPRAY ADULT în fiecare seară după îndepărtarea aparatelor auditive și evitarea utilizării acestuia în caz de disconfort.

**Cum se utilizează AUDISPRAY ADULT ?**  
1. Orientați duza spre ureche și aplicați 1 sau 2 pulverizări în fiecare ureche, menținând flaconul în poziție verticală.  
2. Masați partea inferioară a urechii timp de câteva secunde.  
3. Înclină capul într-o parte pentru a evacua surplusul de cerumen.

**Cooper**

# AUDISPRAY ADULT 12+

1. Příprava
2. 10s
3. 10s
4. 10s

Cooperation Pharmaceutique Française  
77020 Melan, Cedex - France

ASB 001 012023/010  
AU7690

**SK JEDNOUCHÝ A ÚČINNÝ SPŮSOB HYGIENY**

**AUDISPRAY ADULT 100% přírodní výrobek**

AUDISPRAY ADULT obsahuje hypertonický a mikrobiocidický kontrolovaný roztok, mořské vody. AUDISPRAY ADULT je alternativou výtahových výšek.

**Nečo sa sluší AUDISPRAY ADULT?**

AUDISPRAY ADULT znižuje a rozpúšťa účinok vírusu, čím sa znižuje jeho schopnosť odčinenia smerom von. Ak sa výrobok AUDISPRAY ADULT používa pravidelne, bráni nahromadeniu účinného roztoku a nečistôt zo výtahov. AUDISPRAY ADULT je bez nánosného pláynu, je vybalovaný postupne, pričom nastáva, umožňuje pravidelnú a účinnú hygienu.

**Kto môže výrobok AUDISPRAY ADULT používať?**

**Od 12 rokov:** 1 až 2, vstráknutie. 2-krát denne. Používatelia nádobových prístrojov, ktorým sa použije výrobok AUDISPRAY ADULT odporúča ho mať používať každý večer po umytí prstov, aby sa zabránilo tomu, že sú na nos spôsobí nečistoty a nežiadúcich prístrojov.

**Ako používať výrobok AUDISPRAY ADULT?**

1. Nadstavce nasmerujte ucha a pokrúte ich 1 až 2 vstráknutiami do ucha, pričom nádobu uchováte vo vlnitej polohe.
2. Dôbrou zapobíždanie masáže.
3. Hlava nadvihnite na stranu, aby zvyšok nosného výstupu a ucha je.
4. Nadstavce po každom použití očistite vodou.

**PL PROSTY I SKUTECZNY ZABIEG HIGIENICZNY**

**AUDISPRAY ADULT 100% naturalny produkt**

Preparat AUDISPRAY ADULT zawiera hipertoniczny i przeciwbakteryjny kontrolowany mikrobiologicznie Preparat AUDISPRAY ADULT jest alternatywą dla pastylek do użyciu.

**Czym jest preparat AUDISPRAY ADULT?**

Preparat AUDISPRAY ADULT zmniejsza i rozpuszcza działanie wirusa, zmniejszając jego zdolność do odciążenia. Dzięki regularnemu stosowaniu preparatu skutecznie zapobiega nagromadzeniu się wydzieliny i brzozy. Preparat AUDISPRAY ADULT jest bezosłonny, nie zawiera substancji czynnych, jest wybalowany etapowo, umożliwia regularną i skuteczną higienę.

**Kto może używać preparatu AUDISPRAY ADULT?**

**Preparat można stosować od 12 roku życia:** od 12 lat, 2 razy w ciągu dnia. **U osób korzystających z aparatury słuchowej, których stosowanie preparatu AUDISPRAY ADULT jest zalecane:** co noc po wyciuciu aparatu, w celu zapobieżenia uszkodzeniu aparatury słuchowej przez wysoki wycis.

**Jak stosować preparat AUDISPRAY ADULT?**

1. Trzymając urządzenie w pozycji pionowej, skieruj odciek do kanału słuchowego ucha i naciskaj pompkę 2 razy, aby zatkanie preparatu do ucha.
2. Nowożytkownicy nie należy dotykać 3. Przemyć głowę na bok, aby usunąć nadmiar preparatu z wnętrza.

**BR PROSTO I EFIKASNO HIGIENNO SREBSTVO**

**AUDISPRAY ADULT 100% naturalen proizvod**

AUDISPRAY ADULT sadrži hipertoničan i antibakterijski kontrolirani rotoprod na morskoj vodi. AUDISPRAY ADULT je alternativna sredstva za upotrebu.

**Kako pravilno koristiti AUDISPRAY ADULT?**

AUDISPRAY ADULT smanjuje i razrješava učinak virusa, čime se smanjuje njegova sposobnost odvajanja od sluznice. Ako se lijek koristi redovito, sprječava nakupljanje učinkovitog rotoproda i nečistoća iz nosnih šupljina. AUDISPRAY ADULT je bezostanovni proizvod, proizvodi se postupno, omogućuje pravilnu i učinkovitu higijenu.

**Kome može koristiti AUDISPRAY ADULT?**

**Od 12 godina:** 1-2, ubrizgavanje. 2-3 puta dnevno. Korisnici nosnih aparata, kojima se koristi lijek, preporučuje se imati lijek za korištenje svake večeri nakon pranja ruku, kako bi se spriječila nakupljanje nečistoća i nosnih aparata.

**Kako koristiti lijek AUDISPRAY ADULT?**

1. Održavajući uređaj u okomitoj poziciji, usmjerite struju u uho, držite posudu u valovitom položaju.
2. Dobarom zapreženjem masirajte.
3. Glavu podignite na stranu, kako bi se ukloni dio nosnog ispuštanja i uha.
4. Nakon svakog korištenja očistite nosni dio uređaja vodom.

**BG ПРОСТО И ЕФИКАСНО ХИГИЕННО СРЕДСТВО**

**AUDISPRAY ADULT 100% натурален продукт**

AUDISPRAY ADULT съдържа хипертоничен и антибактериален контролиран разтвор на морска вода. AUDISPRAY ADULT е алтернатива на таблетките за употреба.

**Как правилно използване AUDISPRAY ADULT?**

AUDISPRAY ADULT намалява и разтваря ефекта на вируса, което намалява неговата способност да се откъсне от лигавицата. Ако се използва редовно, предотвратява натрупването на ефективна течност и нечистоти от носа. AUDISPRAY ADULT е безостатъчен продукт, произвежда се постепенно, позволява правилна и ефективна хигиена.

**Кому може да използва AUDISPRAY ADULT?**

**От 12 години:** 1-2, инжекция. 2-3 пъти дневно. Користители на носни апарати, които използват лекарството, се препоръчва да го имат за използване всяка вечер след пране на ръцете, за да се предотврати натрупването на нечистоти и повреди на носните апарати.

**Как да използвате AUDISPRAY ADULT?**

1. Поддържайте устройството във вертикална позиция, насочете изтичането в ушния канал и натискайте помпата 2 пъти, за да вкарате препарат в ушния канал.
2. Добрият натиск масажирате.
3. Главата повдигнете настрана, за да се отдели част от носното изтичане и ушния канал.
4. След всяко използване изтрийте устройството с вода.

**HU EGYVÉRTŐ, HASZNÁLÁS ÉS BIZTONSÁGOS FELTÁRTÁS**

**Az AUDISPRAY ADULT 100% természetes termék**

AUDISPRAY ADULT tartalmaz hipertonikus és mikrocidikus kontrollált tengeri vizet. AUDISPRAY ADULT a tabletták helyettesítője.

**Mire való az AUDISPRAY ADULT?**

AUDISPRAY ADULT csökkenti a vírus hatását, ezáltal csökkentve annak képességét, hogy elválassza magát a nyálkahártyától. A rendszeres használattal megakadályozza a vírusok felhalmozódását a nyálkahártyán. Az AUDISPRAY ADULT nem tartalmaz szennyezőanyagot, a készítményt fokozatosan állítják elő, így lehetővé teszi a szabványos és hatékony higiénét.

**Ki használhatja az AUDISPRAY ADULT terméket?**

**12 éves korig:** 1-2 alkalommal naponta. 2-3 alkalommal naponta. A készülék használatát javasoljuk minden este lemosás után, hogy megakadályozzuk a szennyezőanyag felhalmozódását a készülékben.

**Hogyan használni az AUDISPRAY ADULT terméket?**

1. Tartsa a készüléket függőlegesen, irányítsa a szűrőt az ujj felé, és nyomja meg a szűrőt.
2. Ne felejtse meg masszírozni a készüléket.
3. Döntse oldalra a fejt, hogy a maradék kiáramlik.
4. Az eszköz minden használat után mosd meg vízzel és szűrővel.

**FI YSKINKERTAISTA JA TENOKASTA KORVAHYGIENIA**

**AUDISPRAY ADULT 100-prosentinen luonnollinen tuote**

AUDISPRAY ADULT sisältää hypertoniista ja mikrobiotiliseä kontrolloitua merivettä. AUDISPRAY ADULT on vaihtoehto pillereille.

**Mihin AUDISPRAY ADULT tuotetta käytetään?**

AUDISPRAY ADULT vähentää viruksen vaikutusta, mikä vähentää sen kykyä irroittautua limasta. Tästä syystä säännöllinen käyttö estää bakteerien kertymistä limassa. AUDISPRAY ADULT on puhtaasti luonnollinen tuote, valmistetaan vaiheittain, mikä mahdollistaa säännöllisen ja tehokkaan hygienian.

**Kenenä AUDISPRAY ADULT on tarkoitettu?**

**12-vuotiaista alkaen:** 1-2 kertaa päivässä. 2-3 kertaa päivässä. Käyttöä suositellaan illalla ennen nukkumaanmenoa, jotta estetään bakteerien kertymistä limassa.

**Miten AUDISPRAY ADULT tuotetta käytetään?**

1. Pidä laite pystyasennossa, suuntaa suodattimen suuntaan uuden puoleen.
2. Hyväksyttävällä voimalla paina suodattinta.
3. Kallista päät sivulle, jotta limasta jäänyt neste voi tulla pois.
4. Huuhtele suuosi puhtaalalla vedellä aina käyttökäytön jälkeen.

**SE EN HYGIENISK ÅTGÄRD, ENKEL OCH EFFEKTIV**

**AUDISPRAY ADULT 100% naturligt produkt**

AUDISPRAY ADULT innehåller en hypertonic och antibakteriell kontrollerad havsvatten. AUDISPRAY ADULT utgör ett alternativ till tabletter.

**Hur fungerar AUDISPRAY ADULT?**

AUDISPRAY ADULT minskar virusets effekt, vilket minskar dess förmåga att lossa sig från slemhinnan. Detta gör att ett regelbundet användande förhindrar ackumuleringen av effektiv vätska i slemhinnan. AUDISPRAY ADULT är helt naturligt tillverkat, tillverkas stegvis, vilket möjliggör korrekt och effektiv hygien.

**Vem kan använda AUDISPRAY ADULT?**

**Från 12 års ålder:** 1-2 sprutor per dag. 2-3 sprutor per dag. Användningen rekommenderas varje kväll efter rengöring av hörapparaten för att förhindra att den fungerar som ett alternativ till tabletter.

**Hur används AUDISPRAY ADULT?**

1. Håll enheten i vertikalt läge och rikt ut filteret mot örat.
2. Massera området runt örat några sekunder.
3. Vänd enheten till sidan så att överflödig vätska rinner ut och tas sedan.
4. Skölj sprutan med varmt vatten efter varje användning.

**DK ENKEL OCH EFFEKTIV HYGJENE**

**AUDISPRAY ADULT 100% naturligt produkt**

AUDISPRAY ADULT indeholder en mikrobiologisk testet, hypertonic havsvand. AUDISPRAY ADULT er et alternativ til tabletter.

**Hvad er formålet med AUDISPRAY ADULT?**

AUDISPRAY ADULT reducerer virusets effekt og reducerer dets evne til at løsne sig fra slimhinden. Dette gør det muligt at forebygge akkumulering af effektiv væske i slimhinden. AUDISPRAY ADULT er helt naturligt fremstillet, fremstilles trinvis, hvilket muliggør korrekt og effektiv hygiejne.

**Hvem kan bruge AUDISPRAY ADULT?**

**Frå 12 år:** 1-2 forbrugninger 2 gange om dagen. 2-3 forbrugninger 2 gange om dagen. Anvendelse anbefales hver aften efter rengøring af høreapparatet for at forhindre, at det fungerer som et alternativ til tabletter.

**Sådan anvender du AUDISPRAY ADULT?**

1. Vend dysen ind mod øret, og forestå 1 til forbrugninger hvert: side flasken lodret.
2. Masse områet omkring øret nogle sekunder.
3. Bøj hovedet til siden, for at lade overskydet væske løbe ud og tages.
4. Skyl dysen med varmt vand efter hver anvendelse.

**PT PROSTO I EFIKASNO HIGIENNO SREBSTVO**

**AUDISPRAY ADULT 100% naturalen proizvod**

AUDISPRAY ADULT sadrži hipertoničan i antibakterijski kontrolirani rotoprod na morskoj vodi. AUDISPRAY ADULT je alternativna sredstva za upotrebu.

**Kako pravilno koristiti AUDISPRAY ADULT?**

AUDISPRAY ADULT smanjuje i razrješava učinak virusa, čime se smanjuje njegova sposobnost odvajanja od sluznice. Ako se lijek koristi redovito, sprječava nakupljanje učinkovitog rotoproda i nečistoća iz nosnih šupljina. AUDISPRAY ADULT je bezostanovni proizvod, proizvodi se postupno, omogućuje pravilnu i učinkovitu higijenu.

**Kome može koristiti AUDISPRAY ADULT?**

**Od 12 godina:** 1-2, ubrizgavanje. 2-3 puta dnevno. Korisnici nosnih aparata, kojima se koristi lijek, preporučuje se imati lijek za korištenje svake večeri nakon pranja ruku, kako bi se spriječila nakupljanje nečistoća i nosnih aparata.

**Kako koristiti lijek AUDISPRAY ADULT?**

1. Održavajući uređaj u okomitoj poziciji, usmjerite struju u uho, držite posudu u valovitom položaju.
2. Dobarom zapreženjem masirajte.
3. Glavu podignite na stranu, kako bi se ukloni dio nosnog ispuštanja i uha.
4. Nakon svakog korištenja očistite nosni dio uređaja vodom.