



FR	DE	ES	IT	EN	PT	RO
BOUCHONS DE CÉRUMEN Spray auriculaire. Flacon non pressurisé de 20ml muni d'une pompe dosante, utilisable à partir de 3 ans.	OHRENSCHMALZPFPFOPEN Ohrspray. 20 ml-Sprühflasche ohne Treibgas, mit Dosierpumpe, einsetzbar ab 3 Jahren.	TAPONES DE CERUMEN PRESENTACIÓN Spray auricular. Envase no presurizado de 20 ml equipado con una bomba dosificadora, utilizable a partir de los 3 años.	TAPIPI DI CERUME FORMATO Spray auricolar. Flacone non pressurizzato da 20 ml con dosatore a pompa, utilizzabile a partire da 3 anni.	EARWAX PLUGS FORM Spray auricular. Flacone non pressurizzato da 20 ml com uma bomba dosadora, utilizável a partir dos 3 anos.	ROLHÕES DE CERA APRESENTAÇÃO Spray auricular. Frasco não pressurizado de 20ml com uma bomba dosadora, utilizável a partir dos 3 anos.	DOPURI DE CEARĂ FORME
PROPRIÉTÉS Le spray dissout les éléments constitutifs du cérumen ou amas de cérumen. Facile l'extinction par l'effet déshydratant des bouchons décomposés.	EIGENSCHAFTEN Das Ohrspray löst die Bestandteile des Ohrenschmalzabfalls oder einer Cerumenansammlung auf. Das Ethoxydiglykol löst die Lipide im Ohrenschmalz auf.	PROPIEDADES El spray disuelve los constituyentes del ceraso o acumulaciones de cerumen. El etoxiglicol disuelve los lípidos en el ceraso.	PROPRIETÀ Il spray dissolve gli elementi che formano l'appa di grumi di cerume.	PROPRIÉTÉS Spray auricular. Facilita la extinción del roollo de cera mediante la remoción de las tapones de cerumen.	PROPRIADES Facilita a extincão dos rolhos de cera.	DOPURII DE CEARĂ FORME
INDICATIONS Traitement des bouchons ou amas de cérumen. Facile l'extinction par l'effet déshydratant des bouchons décomposés.	INDIKATIONEN Bei Entfernung des Cerumen löst die Bestandteile des Ohrenschmalzabfalls oder einer Cerumenansammlung auf. Das Ethoxydiglykol löst die Lipide im Ohrenschmalz auf.	INDICACIONES Este spray elimina los acumulados de cerumen. Facilita la extinción del roollo de cera mediante la remoción de las tapones de cerumen.	INDICAZIONI L'azione del liquido speggiava i elementi che formano l'appa di grumi di cerume.	INDICATIONS Per la eliminación de un tapón o cumulo de cerumen. Facilita la extinción del roollo de cera mediante la remoción de las tapones de cerumen.	INDICAÇÕES Tratamento dos roolhos de cera.	INDICAȚII Spray auricular. Facilită a extincția roollo de cera.
MODE D'ADMINISTRATION Pour l'élimination d'un bouchon ou amas de cérumen : 2 pulvérisations 2 fois par jour pendant 5 jours. Après l'extinction, nettoyer l'oreille avec un tampon doux. A pulvériser dans le conduit auditif. 15 à 30 min avant l'extraction.	ART DER ANWENDUNG Bei Entfernung eines Wachsabfalls oder einer Wachsanansammlung: 2 Sprays 2 mal täglich während 5 Tagen. Vor der Extraktion einer Wachsanansammlung mit einem weichen Wattestäbchen das Ohr reinigen. Das Sprühmittel in den Gehörgang sprühen.	MODO DE UTILIZACIÓN Para la eliminación de un tapón o cumulo de cerumen: 2 pulverizaciones 2 veces al dia, durante 5 días. Después de la extinción, limpiar la oreja con un algodón suave. A pulverizar dentro del conducto auditivo. Entre 15 y 30 minutos antes de la extracción.	MODO DI UTILIZZAZIONE Per l'eliminazione di un tapón o di grumi di cerume: 2 pulverizzazioni 2 volte al giorno, durante 5 giorni. Dopo l'estinzione, pulire l'orecchio con un cotone morbido. A pulverizzare nel condotto auditivo, da 15 a 30 minuti prima dell'estrazione.	CONTRADICOINAS Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, Trommelfellperforation und im Allgemeinen bei Personen, die eine Vorgeschichte von Mittelohrentzündungen, Schwindel, meistereit oder chirurgische Eingriffe... haben oder hatten. Nicht anwenden bei einer Allergie gegen einen der genannten Bestandteile.	CONTRADIZIONI Non utilizzare nel caso di: otite, perforazione del timpano, come regola generale, su persone che abbiano avuto o presentino problemi di oido (vertigini, antecedente megalitico, malattia o chirurgiche interventi). Non utilizzare in caso di allergia a uno dei componenti.	CONTRADIȚII Nu se poate aplica în cazul de: otite, perforare a membranăi timpanice, ca regulă generală, pe persoane care au avut sau prezintă probleme de către (vertigo, antecedent megalitic, boala sau intervenții chirurgicale). Nu se poate aplica în cazul unei alergii la unul dintre compoziții.
CONTRE-INDICATIONS Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.	GERÄUSCHANWEISUNG 1. Orientieren Sie den Sprühflasche am Ohr und drücken Sie zwei Sprays auf die Ohrmuschel, während Sie die rechte Hand in einer vertikalen Position halten. 2. Halten Sie die Basis des Ohrs ungefähr 15 Sekunden. 3. Legen Sie das Produkt 15 bis 30 Minuten auf.	INSTRUCCIONES DE USO 1. Oriente la botella de spray hacia el oído, realice 2 nebulizaciones en la oreja, manteniendo la mano derecha en una posición vertical. 2. Mantenga la base del oído durante unos segundos. 3. Deje el producto 15 a 30 minutos.	ISTRUZIONI PER L'USO 1. Orientare il beccuccio verso l'orecchio, eseguire 2 nebulizzazioni nell'orecchio, mantenendo la mano destra in una posizione verticale. 2. Mettere la base dell'orecchio per qualche secondo. 3. Lasciare agire il prodotto per 15-30 minuti.	INSTRUÇÕES PARA O USO 1. Apontar a ponteira para o ouvido e efetuar 2 pulverizações no canal auditivo, mantendo a mão direita em uma posição vertical. 2. Manter a base do ouvido por alguns segundos. 3. Deixar o produto agir 15 a 30 minutos.	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 1. Direcionar a ponteira para o ouvido e efetuar 2 pulverizações no canal auditivo, mantendo a mão direita em uma posição vertical. 2. Manter a base do ouvido por alguns segundos. 3. Deixar o produto agir 15 a 30 minutos.	INSTRUCTII DE UTILIZARE Nu se poate aplica în cazul de: otite, perforare a membranăi timpanice, ca regulă generală, pe persoane care au avut sau prezintă probleme de către (vertigo, antecedent megalitic, boala sau intervenții chirurgicale). Nu se poate aplica în cazul unei alergii la unul dintre componentele acestui produs.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI Éviter le contact avec les muqueuses notamment oculaires, sinonincer abondamment à l'eau. Si vous avez une infection de l'oreille, consulter un docteur.	BERÜHRUNGSVORSICHT ZUM GEBAUCH Berühren mit den Schleimhäuten, insbesondere mit der Augenschleimhaut, verhindern. Bei Kontakt mit den Schleimhäuten des Gehörganges. Beschränken eines Angriffs auf den Gehörgang.	PRECAUCIONES DE USO Evite el contacto con las membranas mucosas, en particular oculares, de lo contrario, enjuague bien con agua. Si tiene una infección de la oreja, consultar a un doctor.	PRECAUZIONI PER L'USO Evitare il contatto con le mucose, soprattutto quelle oculari. In caso di contatto sciaccuare abbondantemente con acqua. Se ha un'infezione dell'orecchio, consultare un medico.	PRECAUÇÕES PARA O USO Evitar o contacto com as mucosas, nomeadamente nas oculares, se assim ocorrer, enxaguar abundantemente com água. Se tem uma infecção de ouvido, consultar um médico.	PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Evitar o contacto com as mucosas, nomeadamente nas oculares, se assim ocorrer, enxaguar abundantemente com água.	PRECĂUTAȚII DE UTILIZARE Evită contactul cu membranele mucosice. În special cu cele oculare, dacă astfel se întâmplă, să se spăleze abundent cu apă. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.
AUDISPRAV ULTRA est un dispositif Médical. Toute personne qui utilise ce produit doit être en possession d'un certificat délivré par la personne compétente du pays dans lequel l'utilisateur est établi.	AUDISPRAV ULTRA ist ein Medizinisches Gerät. Alle Person, die dieses Produkt einsetzt, muss dem Hersteller und der zuständigen Zulassungsbehörde ihres Heimatlandes genehmigt werden, indem der Benutzungserlaubnis.	AUDISPRAV ULTRA es un producto sanitario. Cualquier persona que utilice este producto debe informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario.	AUDISPRAV ULTRA è un dispositivo medico. Qualsiasi persona che utilizza questo prodotto deve segnalare al produttore e alla autorità competente del paese in cui è stabilita l'utente.	AUDISPRAV ULTRA é um dispositivo médico. Qualquer pessoa que utilize este produto deve informar ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro onde o utilizador está estabelecido.	AUDISPRAV ULTRA este un Dispositiv Medical. Orice persoană care utilizează acest produs trebuie să informeze la autoritatea competență din țara respectivă și la autoritatea competență a statului membru în care utilizatorul este stabilit.	AUDISPRAV ULTRA este un Dispositiv Medical. Orice persoană care utilizează acest produs trebuie să informeze la autoritatea competență din țara respectivă și la autoritatea competență a statului membru în care utilizatorul este stabilit.

