



CONVAFOAM™ SILICONE

FORME	Pansement hydrocellulaire
CLASSE	Dispositif médical de classe IIb
LABORATOIRE	LABORATOIRES CONVATEC 89, boulevard National 92250 La Garenne-Colombes Tél. : 01 56 47 18 00. Fax : 01 47 78 40 00 www.convatec.fr

CODE EAN	TAILLE DU PANSEMENT EN CM (BOÎTE DE)	CODE LPPR	TARIF LPPR	PRIX PUBLIC TTC	TVA	SÉC. SOC.
3701174005064	8 × 8 (10)	6327305	16,21 €	16,21 €	20 %	60 % LPPR
3701174005071	10 × 10 (10)	6327311	22,91 €	22,91 €	20 %	60 % LPPR
3701174005095	12,5 × 12,5 (10)	6368824	32,21 €	32,21 €	20 %	60 % LPPR
3701174005088	15 × 15 (10)	6378283	43,15 €	43,15 €	20 %	60 % LPPR
3701174005101	17,5 × 17,5 (10)	6327096	55,93 €	55,93 €	20 %	60 % LPPR
3701174005118	21 × 21 (10)	6327104	70,93 €	70,93 €	20 %	60 % LPPR

* Indications prise en charge : plaies aiguës sans distinction de phase et plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel

MODE D'EMPLOI

- Se référer à la notice d'utilisation
- Ne pas étirer le pansement lors de l'application
- Si nécessaire, le pansement peut être découpé
- Le pansement doit être changé lorsque cela est cliniquement indiqué, lorsqu'il est saturé d'exsudat, s'il fuit ou s'il est endommagé ou souillé

INFORMATIONS PRATIQUES

- Pansement stérile, à usage unique
- Ne pas immerger (bain, natation...)
- Lire attentivement la notice avant utilisation

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES

PROPRIÉTÉS

- Convafoam™ Silicone est constitué :
 - d'un film externe semi-perméable et imperméable à l'eau qui constitue une barrière contre les bactéries et les virus
 - d'une compresse centrale multicouche et absorbante
 - d'une couche adhésive siliconée souple en contact avec la peau/plaie pour maintenir le pansement en place
- Absorbe et retient l'humidité, les exsudats et les bactéries

- Absence de latex, de phtalates et de produit d'origine animale ou biologique

INDICATIONS

- Plaies chroniques ou aiguës telles que :
 - ulcères de jambe
 - escarres
 - ulcères du pied diabétique
 - plaies chirurgicales
 - plaies traumatiques
- En protection de la peau intacte

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser avec :
 - des solutions oxydantes (solutions d'hypochlorite ou peroxyde d'hydrogène)
 - des produits à base d'huile
 - d'autres produits pour le soin des plaies sans avis préalable d'un professionnel de santé
- Ne pas utiliser si le pansement ou l'emballage individuel sont endommagés ou ouverts
- Surveillance médicale nécessaire en cas de signes d'infection et d'inflammation, de troubles de la cicatrisation ou de réaction allergique

Cliquez ici
pour voir
la monographie

