


VARISAN[®] DEMA[®]

enfin une solution durable pour le traitement de l'œdème veineux



LA COMPRESSION DU MOLLET EST PRIMORDIALE POUR TRAITER L'OEDEME



1 LE MOLLET :

Le mollet est un réservoir veineux majeur avec 200mL de sang en moyenne² là ou le pied en contient au mieux 20mL³

2 SYSTOLE :

La contraction du muscle du mollet favorise la propulsion du sang vers le cœur


3 DIASTOLE :

Le relâchement du muscle du mollet permet le remplissage du réservoir musculaire¹ jusqu'au pas suivant et à la prochaine contraction musculaire

augmente la **vitesse d'éjection** du réseau veineux profond de **+50%**

Le bon dosage ciblé au mollet pour réduire la stase

28 TAILLES DE SERIE POUR EQUIPER TOUS VOS PATIENTS



	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville (b)	16-18	18-20			20-23			23-26			26-29		29-33	
Mollet (c)	26-29	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur (d)	Court ≤ 37 / Normal > 37													

Les orthèses Cizeta orto et les produits de compression Varisan sont des dispositifs médicaux (règlementation UE 2017/745) de classe I, indiqués dans le traitement des troubles musculo-squelettiques et dans le cas d'insuffisance veineuse et fabriqués par Cizeta Medical France. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. L'évaluation de la conformité a été réalisée par auto-certification.

Les produits Cizeta orto sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du code de la Sécurité Sociale. 9999920352582. Crédit photo : Jérôme Mondière - Novembre 2022.

DEMA[®] 2 & DEMA[®] 3

oedème débutant oedème fibrosé

-1°
Nouvelle génération de fibre technique
NILIT[®] BREEZE



Pression forte au mollet x2

Agit sur la vitesse d'éjection de plus **50%**

QUICKFEET

L'enfilage aussi facile qu'une chaussette de ville
Innovation

