

PoxClin®

Croûtes de lait

KIT DE TRAITEMENT DES CROÛTES DE LAIT

Pour le traitement de la dermatite séborrhéique du nourrisson (croûtes de lait).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de la notice avant toute utilisation de PoxClin® Croûtes de lait. En cas d'incertitude sur l'utilisation du produit, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter notre service client au 01.76.21.61.24 ou à consulter le site www.pediact.com.

Ne pas jeter cette notice

CONTENU DE LA NOTICE

- A quoi sert PoxClin® Croûtes de lait ?
- Que contient cette boîte ?
- Qu'est ce que la dermatite séborrhéique du nourrisson ?
- Comment fonctionne PoxClin® Croûtes de lait ?
- Comment utiliser PoxClin® Croûtes de lait ?
- Quelle est la composition de PoxClin® Croûtes de lait ?
- Comment conserver PoxClin® Croûtes de lait ?
- Existe-t-il des effets secondaires ?
- Quelles sont les précautions d'emploi ?
- Comment nous contacter ?

A QUOI SERT POXClin® CROUTES DE LAIT ?

PoxClin® Croûtes de lait est un traitement pour la dermatite séborrhéique du nourrisson (croûtes de lait).

QUE CONTIENT CETTE BOITE ?

- 1 spray contenant 30mL de sérum
- 1 brosse avec une éponge douce
- 1 peigne
- 1 notice d'informations

QU'EST CE QUE LA DERMATITE SEBORRHEIQUE DU NOURRISSON ?

La dermatite séborrhéique du nourrisson (croûtes de lait) est caractérisée par des plaques jaunes ou brunes principalement sur le cuir chevelu du nourrisson.

Elle peut également apparaître sur les sourcils, les paupières, derrière les oreilles, les plis du nez, l'arrière du cou, les fesses, les aisselles ou à l'intérieur des genoux ou des coudes.

Les croûtes de lait sont causées par un excès de sébum souvent associé à une infection par des levures (*Malassezia*). Les croûtes de lait ne sont pas dues à une mauvaise hygiène. Elles sont fréquentes chez les nourrissons et concernent près de 50% d'entre eux.

COMMENT FONCTIONNE POXClin® CROUTES DE LAIT ?

Le sérum de PoxClin® Croûtes de lait est absorbé par la peau et agit en décollant la couche de sébum sèche qui forme les croûtes de lait. PoxClin® Croûtes de lait réduit la déshydratation de la peau et restaure la fonction de barrière cutanée. La brosse et le peigne fournis sont utilisés pour enlever délicatement les croûtes de lait.

Le sérum de PoxClin® Croûtes de lait est conçu afin de ne pas être dégradé par la levure (*Malassezia*) mais être utilisé comme source lipidique.

COMMENT UTILISER POXClin® CROÛTES DE LAIT ?

1. Retirez le capuchon de sécurité du spray.

2. Vaporisez deux fois dans la paume de la main et appliquez/massez PoxClin® Croûtes de lait sur la zone atteinte de dermatite séborrhéique.
3. Répétez l'opération si la zone atteinte de dermatite séborrhéique est importante, par exemple sur le cuir chevelu. Il est important d'appliquer suffisamment de produit sur la peau.

■ Pour enlever les croûtes de lait :

Utilisez le côté mousse de la brosse stérile pour masser le cuir chevelu TRÈS SOIGNEUSEMENT, puis retirez les plaques avec l'autre côté de la brosse. Le peigne pourra être utilisé pour enlever soigneusement les résidus des cheveux de l'enfant. Rappelez-vous que le cuir chevelu et la peau de l'enfant sont très fragiles.

Répétez le traitement tous les matins et tous les soirs jusqu'à disparition de la dermatite séborrhéique du nourrisson. Cela prend normalement 1 à 4 semaines.

Si l'enfant présente une dermatite séborrhéique autour des yeux, PoxClin® Croûtes de lait peut être vaporisé sur un coton pour faciliter l'application sans que le produit ne pénètre dans les yeux de l'enfant.

L'excédent de sérum laissé sur vos paumes peut être massé sur d'autres zones de la peau de l'enfant, car il empêche la déshydratation de la peau.

■ Pour la prévention de la croûte de lait :

Les croûtes de lait peuvent réapparaître après un traitement réussi. Ceci est normal jusqu'à l'âge de 7 mois. Après disparition des croûtes de lait, PoxClin® Croûtes de lait peut être utilisé 3 à 4 fois par semaine afin de prévenir la récurrence de la dermatite séborrhéique du nourrisson.

QUELLE EST LA COMPOSITION DE POXClin® CROÛTES DE LAIT ?

Ingédients : Huile de graines de Borago Officinalis, squalane, acétate de tocophéryle, huile de graines d'helianthus annuus, extrait de feuilles de Rosmarinus officinalis.



COMMENT CONSERVER POXClin® CROÛTES DE LAIT ?

Conservez à une température comprise entre 2 et 30°C. Ne pas utiliser PoxClin® Croûtes de lait après la date d'expiration. Remplacez le capuchon du flacon après utilisation. Tenez hors de la portée des jeunes enfants. Le flacon spray peut être jeté avec les déchets ménagers.

EXISTE-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES ?
Aucun effet secondaire lié à l'utilisation PoxClin® Croûtes de lait n'a été rapporté.

QUELLES SONT LES PRECAUTIONS D'EMPLOI ?

Pour une utilisation externe uniquement. Tenir hors de la portée des enfants. Utilisez le produit comme indiqué dans la notice d'utilisation. N'utilisez jamais d'autres produits, tels que l'huile d'olive en combinaison avec PoxClin® Croûtes de lait. L'huile d'olive peut aggraver la dermatite séborrhéique si il y a une infection à la levure *Malassezia*.

ENREGISTREMENT :

PoxClin® Croûtes de lait est classé comme dispositif médical de classe I, conformément à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.

CONTACT :

■ Fabricant :
Unigroup ApS
Diplomvej 373
DK-2800, Lyngby
Denmark

Distributeur :

PediAct
38/42 Rue Gallièri
92600 Asnières/Seine
France
Tél : 01.76.21.61.20
www.pediact.com

Exclusivement en pharmacie



Date de la dernière révision : mai 2018

2000298_1

KIDS1/002-03.18